


Vakuumschlauch transparent DN 8 mm

[Link zur Webseite](#)

Produktbeschreibung

Der transparente Vakuumschlauch bietet höchste Leistung für anspruchsvolle Laboranwendungen. Dank seiner Transparenz ermöglicht er eine zuverlässige visuelle Kontrolle des Durchflusses, während die ausgezeichnete chemische Beständigkeit vielseitige Einsatzmöglichkeiten garantiert. Die glatte Innenwand verhindert effektiv Ablagerungen und vereinfacht Reinigungsprozesse. Die optimale Balance aus Flexibilität und Stabilität ermöglicht sowohl eine einfache Installation als auch einen sicheren Sitz an Anschlüssen - selbst bei komplexen Aufbauten. Besonders hervorzuheben ist die äußerst lange Lebensdauer durch die ausgezeichnete Abrieb- und Biegebeständigkeit. Mit seiner verstärkten Konstruktion bietet der Schlauch maximale Betriebssicherheit für Vakuumanwendungen.

Preis per Meter; bitte legen Sie Ihre gewünschte Länge einfach über die Mengenauswahl fest.

Bitte beachten Sie: Die Schlauchgröße DN 8 ist nicht für Anwendungen an Trockenschränken geeignet - verwenden Sie hierfür stattdessen die Größe DN 10, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Leistungsmerkmale

- Preis per Meter, gewünschte Länge bitte über die Mengenauswahl festlegen
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Glatte Innenwand verhindert Ablagerungen und erleichtert die Reinigung
- Lange Lebensdauer durch hohe Abrieb- und Biegebeständigkeit
- Maximale Betriebssicherheit für Vakuumanwendungen

Bestelldaten



Produktbezeichnung	Netzspannung Netzfrequenz	Stecker	Artikelnr.
DN 8 mm			20686061

Lieferumfang

Vakuumschlauch transparent DN 8 mm (Meterware).

Technische Daten

Abmessung B in mm	15.9mm
Abmessung C in mm	7.9mm

Produktbild und Maßblatt

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Postfach 1664
97877 Wertheim
T +49 9342 808 5550
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

VACUUBRAND®

VACUUBRAND ist Teil der Brand Gruppe, die mit ca. 1.000 Mitarbeitern weltweit hochwertige und innovative Laborgeräte, Vakuumpumpen und -systeme entwickelt, produziert und vertreibt.

Mit hoch motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertigen wir weltweit die umfassendste Produktfamilie zur Vakuumherzeugung, -messung und -regelung für den Grob- und Feinvakuumbereich im Labor.

Alles mit einem Ziel:

Ihre Prozesse im Labor und in der Technik zuverlässig, sicher und effizient zu machen. Deshalb verpflichten wir uns zu kontinuierlicher Innovation, erstklassiger Performance und herausragender Qualität.

Bestes Engineering ist der Schlüssel zu Produkten und Lösungen, die für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt sind. Innovative Technologie, hochwertige Materialien und umfangreiche Tests sorgen dabei für einzigartige Leistung – entwickelt und produziert in Deutschland.

Gemeinsam mit Ihnen finden unsere Experten die beste Lösung für Ihre Anwendung und begleiten Sie mit erstklassigem Service.

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

T +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com